

Ino



Fauteuil de soins \

Ce fauteuil préformé confortable (spécialement) conçu sous le label « design universel » s'adapte sans problème aux besoins de l'utilisateur. Il offre également une grande modularité de configuration, ce qui permet de le faire évoluer d'une « version design » à une « version care » à part entière.

Le modèle Ino a l'air léger, mais il l'est réellement ! Grâce à son concept bien pensé, il dégage une allure moderne tout en offrant la garantie d'une grande stabilité.


Il assure également un excellent confort de déplacement et est très facile à entretenir.

Notre gamme de tissus contemporains lui confère une allure personnalisée, afin qu'il s'intègre parfaitement à votre aménagement intérieur. De nombreux accessoires et options viennent compléter ce fauteuil : tablette de repas, plateau pour le café,... Tout cela en fait un objet vraiment unique ! Faites-en l'expérience par vous-même !



MODÈLE	L	P	H						kg	👉	★
Ino	69-83	74-86	119-125	50	46	46 / 48 / 50 / 52	81	65-74	35-40	oui	★★★

★ = usage domestique ★★ = usage professionnel ★★★ = usage professionnel intensif
 Sous réserve de modifications, dernière mise à jour Mai 2020, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.


Mécanismes de réglage \





ZERO GRAVITY




La simplicité à l'état pur. Le dossier et le repose-jambes sont réglables de façon synchrone et en continu. L'idéal pour passer d'une position assise active ou passive à une position de relaxation ou de sommeil.





DUO COMFORT



Ergonomie. Le modèle Duo Comfort propose plusieurs positions assises et couchées. Le dossier et le repose-jambes sont réglables séparément et en continu. L'idéal pour passer d'une position assise active ou passive à une position de sommeil.



ÉLECTRIQUE




Facile à utiliser. L'assise, le dossier et le repose-jambes disposent d'un réglage électrique. 2 moteurs : 1 pour la commande du dossier, 1 pour la commande du repose-jambes. Le dossier et le repose-jambes peuvent être commandés simultanément ou séparément.

Possibilité de placer une batterie amovible et rechargeable dans la station d'accueil.



Fonctionnement \

Les modèles **Ino ZG** et **Ino DC** sont équipés de deux manettes ergonomiques en matière synthétique. Pour actionner le mécanisme de réglage, il suffit de déplacer ces leviers vers l'avant (push) ou vers l'arrière (pull), ce qui libère le vérin à gaz et permet de régler le fauteuil en douceur dans n'importe quelle position assise ou couchée. Il est possible de verrouiller le relax dans n'importe quelle position assise ou couchée ou de le laisser bouger librement.



Le modèle **Ino électrique** est équipé de série d'une batterie permanente (avec alimentation par câble). Grâce à la commande manuelle simple, l'Ino peut facilement être placé dans la position de relaxation ou la position couchée souhaitée. Pour avoir plus de liberté de mouvement dans la pièce, il est possible d'opter pour une batterie amovible et rechargeable.


Configuration \

Accoudoirs Le fauteuil de soins Ino peut être équipé de différents accoudoirs : entièrement rembourrés ou escamotables. Selon le type d'accoudoirs, il est éventuellement possible d'y associer une tablette de repas.




Sous réserve de modifications, dernière mise à jour Mai 2020, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.


Châssis et roues Piètement en croix en aluminium avec colonne en aluminium, époxyée. Les versions suivantes sont disponibles :




Fixe, non mobile




Roues Ø75




Roues Ø125



Roues Ø125 à freinage centralisé,
à l'arrière



Roues Ø125 à freinage centralisé,
sur les côtés (gauche, droite ou les deux)



Toutes les versions avec roues Ø 125 mm sont équipées d'origine d'un guidon ergonomique en matière synthétique et d'un repose-pieds.

Hauteur d'assise Chaque fauteuil de soins Ino est disponible en 4 hauteurs d'assise : 46, 48, 50 et 52 cm. La hauteur d'assise peut être réglée aisément grâce à la configuration modulaire du fauteuil.

Dossier et assise avec repose-jambes intégré Garnis. Forme ergonomique. Confort d'assise optimal grâce à la combinaison d'une toile élastique et de mousse profilée. Pas d'ouvertures ou de bords gênants entre l'assise et le repose-jambes grâce au repose-jambes intégré. Le dossier a un coussin de tête intégré. Avec ouverture fonctionnelle minimale entre l'assise et le dossier pour faciliter le nettoyage.

Options et accessoires Un grand nombre d'options et d'accessoires sont disponibles pour le modèle Ino : tablette de repas, porte-sérum, plateau pour le café,... Consultez nos fiches techniques et notre brochure pour découvrir l'ensemble des possibilités.

En quoi notre produit est-il unique ?

- très confortable
- commande ergonomique
- leviers de « soins » de grandes dimensions
- facile à utiliser
- facile à entretenir
- construction modulaire - adaptable à tout moment
- facile à manœuvrer et à déplacer - conçu pour bouger
- plusieurs hauteurs d'assise
- réglage manuel de l'appui-tête intégré
- extrême stabilité et robustesse
- accessible avec cigogne (verticalisateur)
- excellente position couchée

Liste des modèles \



INO DOLCE FIXE



INO DOLCE ROUES Ø 75



INO DOLCE ROUES Ø 125



INO DOLCE ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL



INO CASA FIXE



INO CASA ROUES Ø 75



INO CASA ROUES Ø 125



INO CASA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour Mai 2020, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.



INO LIGNA FIXE



INO LIGNA ROUES Ø 75



INO LIGNA ROUES Ø 125



INO LIGNA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL



INO CURA FIXE



INO CURA ROUES Ø 75



INO CURA ROUES Ø 125



INO CURA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL



INO CURA NS FIXE



INO CURA NS ROUES Ø 75



INO CURA NS ROUES Ø 125



INO CURA NS ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour Mai 2020, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.